

Anleitung Gurgeltest für SARS-CoV-2 PCR im Pilzambulatorium Schlüsselgasse

In Ihrem Set für den Gurgeltest enthalten sind:

- Diese Anleitung für den Gurgeltest
- Ein PatientInnen-Datenblatt
- Ein Transportröhrchen mit Kochsalzlösung
- Zwei Strohhalm

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beginnen Sie dann mit der Probengewinnung.

Beim Gurgeln entstehen Schwebeteilchen (Aerosole), die Coronaviren enthalten können. Gurgeln Sie daher bitte allein in einem Raum oder noch besser im Freien.

Zwei Stunden vor Probengewinnung nicht essen, rauchen oder Zähne putzen.

Probengewinnung:

- 1) Beschriften Sie das Röhrchen mit Ihrem Namen und Geburtsdatum.
- 2) Öffnen Sie das Röhrchen und saugen Sie mit einem der beige packten Strohhalm die gesamte Lösung aus dem Röhrchen.
- 3) Gurgeln Sie für ca. 50-60 Sekunden mit in den Nacken gelegtem Kopf.
- 4) Anschließend führen Sie mit dem zweiten Strohhalm die Lösung zurück in das Röhrchen.
- 5) Verschließen Sie das Röhrchen sorgfältig.
- 6) Entsorgen Sie die Strohhalm, desinfizieren Sie Hände und Oberflächen und lüften Sie den Raum gründlich.
- 7) Füllen Sie das beigelegte Datenblatt in Blockbuchstaben leserlich aus und verpacken Sie es zusammen mit dem Röhrchen wieder in dem Plastiksackerl.

Proben sollen bis zum Transport in das Pilzambulatorium Schlüsselgasse im Kühlschrank gelagert werden.

Annahme überbrachter Gurgel-Proben im Pilzambulatorium Schlüsselgasse (1080 Wien, Schlüsselgasse 19):

Montag, Mittwoch, Freitag: 8:00 – 14:00 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 8:00 – 19:00 Uhr

Das Ergebnis der PCR-Testung auf SARS-CoV-2 kann binnen maximal 24 Stunden online abgerufen werden.

Bei berechtigtem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion dürfen die Ambulatorien zum Schutz anderer Personen **NICHT** betreten werden, es erfolgt die Probenabnahme in diesem Fall ausschließlich durch den Ärzteservice oder die Gesundheitshorline (Tel. 1450).