

HPV-Nachweis Mann

mittels Digene™ Hybrid Capture Test

Abnahme und Versand von Abstrichmaterial

Allgemeine Hinweise:

Abnahmebesteck und Transportmedien werden zur Verfügung gestellt

Zuweisungsformular ausfüllen:

- komplette Daten des Patienten
- Diagnose angeben
- gewünschte Untersuchung anführen

Patientenname auf Abnahmeröhrchen vermerken

Probenabnahme:

- 1) Es empfiehlt sich, das Bürstchen mit NaCl zu befeuchten um genügend Zellmaterial zu gewinnen.
- 2) Mit dem Bürstchen mehrmals über die zu untersuchende Lokalisation streichen.
- 3) Bürstchen bis auf den Boden des Transportröhrchens einführen, Stiel an der Bruchlinie abbrechen und das Röhrchen fest verschließen.

Lagerung und Transport:

Die Proben können bis zu zwei Wochen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Die beimpften Röhrchen können ohne weitere Vorkehrungen per Bote oder Post versandt werden. Nähere Hinweise zu Verpackung und Beförderung diagnostischer Proben sind auf unserer Homepage www.pilzambulatorium.at unter „Arztbereich“ – „Verpackung und Versand“ zu finden.